

<b>OENO:</b>	31650
<b>Protokoll (OENO megnevezés):</b>	Medence, AP felvétel
<b>Indikáció:</b>	A medencecsontok állapotának megítélése.
<b>Blende határok:</b>	Felső szél a crista iliaca felett 2 harántujjal, oldalsó szélé a laterális lágyrészhatárok, alsó szélé a symphysis alatt 4 h. ujjal.
<b>Anatómiai képletek:</b>	medence, csípőízület, a femur proximalis része
<b>Képméret:</b>	30x40 cm, 40x43 cm
<b>FFT:</b>	100 cm
<b>Centrális sugár:</b>	A köldököt a symphysis-sel összekötő vonal közepére céloz.
<b>Beállítás (beteg elhelyezése):</b>	A beteg a hátán fekszik, kinyújtott lábakkal. A törzs mediansagittalis síkja az asztal középvonalában van. A két térd alá támasztékot tehetünk. Mindkét alsó végtagot kb. 15 fokkal befelé fordítatjuk. A Bucky-tálcába keresztben behelyezett kazetta felső szélé (a blendehatár) kb. 4 cm-rel meghaladja a crista ilei vonalát. A kazetta közepét centráljuk, a medence középvonalához a trochanter majorok felett látható lágyrész-bemélyedés szintjében. Expozíció alatt kilégzésben légzésszünet.
<b>Felvételi követelmény:</b>	Az egész medence és a femur proximalis része is látható legyen. A medence ne billenjen el. A foramen obturatoriumok szimmetrikusan, a két combnyak rövidülés nélkül ábrázolódjon. A trochanter major mindkét oldalon vetüljön ki és azonos méretűként látszódjon, a trochanter minor viszont ne vetüljön ki egyik oldalon sem.
<b>Megjegyzés:</b>	A medenceöv különböző felvételeinél a férfiak gonádvédelme ún. heretokkal megoldható, a nők sugárterhelését a keménysugár-technika csökkentheti. Ortopédiai célból álló helyzetben is készíthetünk felvételt (terheléses csípőízület). Oldaljelzés, gonádvédelem.